

気流を変えて、視界を切りひらく

ミストやスモークをエネルギーデバイスの先端近くから吸引



- 術野のくもり防止
- 開腹手術にも有用

届出番号：22B2X10024000033

販売名称：イージスクリア

一般的名称：再使用可能な汎用吸引チップ


JMDNコード：38749000

クラス分類：一般医療器

Aegis Clear イージスクリア



イージスクリア装着なし



イージスクリア装着あり

40-420-0200	AC-0200-285	φ8 mm×285mm	JANコード：4571139796448
40-420-0204	AC-0200-325	φ8 mm×325mm	JANコード：4571139796486

※鏡視下で排気流量の設定を不必要に高くした状態での使用や長時間の使用は気腫圧低下を引き起こす可能性があります。



固定用チップ（20個入）

40-420-0940	AC-0220-055	JANコード：4571139796455
40-420-0942	AC-0220-050	JANコード：4571139796493

※本製品は予告なく変更をする場合がありますので予めご了承ください。

製造販売元

株式会社 システム・ジェーピー

〒435-0006 静岡県浜松市中央区下石田町1025-1

TEL053-545-4700/FAX053-545-4701

<http://www.sysjp.com>