

Lock-Arm® F-20X

製品コード 製品名・規格

22-700-0200 ロックアーム F-20X BJ-IIシステム
JAN:4571139796356

システム構成

01-500-0100 ロックアーム F-20X 本体
05-200-0870 レール固定金具
05-200-0800 ロック付きフットスイッチ
ボールジョイントホルダー 2個
パイピングホース 8.0m
07-700-0720 ジュラルミン製F-20X 収納ケース

オプション

製品コード 製品名・規格


05-200-0850 フットスイッチ
07-200-0220 ダブルフットスイッチ ユニット
07-700-0310 2又アウトレット 空気ピン方式
07-700-0320 2又アウトレット 空気シュレーダー方式



フットスイッチ



ダブルフットスイッチユニット
※1台のロックアームを2台のフットスイッチで操作



2又アウトレット



調整器（ボンベ用）

消耗品

製品コード 製品名・規格

10-100-0300 ロックアームカバー（滅菌済）PP-F-20X-01 20枚入り



特定保守管理医療機器とは

医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理がおこなわれなければ疾病の診断、治療又は予防に予重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が指定するものです。

ロックアームの機能を維持し、安心・安全にご使用いただくために

ロックアームをより良い状態でご使用いただくために、保守点検サービス『F-20シリーズ専用メンテナンスプラン』をご提供しております。

⚠ 事前に注意事項などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
定期点検および術前・術後の点検を行なってください。

※本製品は予告なく変更をする場合がありますので予めご了承ください。 2024.06

製造販売元

株式会社 システム・ジーピー

〒435-0006 静岡県浜松市中央区下石田町1025-1

TEL053-545-4700/FAX053-545-4701

http://www.sysjp.com

System-Jp

安定した視界が手術を次のステージへ

*Stable vision takes surgery to the **Next stage***

ぶれのない安定した術野映像を提供

術者の集中力を最大限に引き出し、より安全で、より迅速な手技を可能に

Flexible Multi Device Holder

Lock-Arm® F-20X

This system is a flexible, self-retaining, multi-device holder powered by compressed air. Surgeons can freely move the arm with one hand using a footswitch and hold it in the intended position.

Next stage

- ✓ぶれののない安定した術野映像を提供
- ✓圧縮空気を動力とした柔軟かつ自己保持機能型マルチデバイスホルダー
- ✓アームを自由に操作し指定する位置にフットスイッチで固定

Positioning

より自在な蛇腹式アーム
マルチポジショニング機構

Operability

フットスイッチによるアームの固定・解除

Wide range

可動エリアの拡大※

Specification

アーム固定力の向上※
小型・軽量化※

※当社従来製品比

一般的名称：内視鏡ホルダ
JMDNコード：16240000
届出番号：22B2X10024000027
販売名称：ロックアーム F-20X
クラス分類：クラスⅠ 特定保守管理医療機器



製品コード：05-200-0870
レール固定金具



製品コード：05-200-0800
ロック付きフットスイッチ



製品コード：05-100-0770
パイピングホース 空気ピン方式



製品コード：07-700-0720
ジュラルミン製ケース

Lock-Arm® F-20X

多様化したニーズに ボールジョイントホルダー


- ・スコープ
- ・鏡視下用手術機器
- ・臓器圧排・吊り上げ鉤
- ・マニピュレーター

各 種

一般的名称：内視鏡固定具
JMDNコード：37090030
届出番号：22B2X10024000029
販売名称：ジョイントホルダー
クラス分類：クラスⅠ



製品コード：09-200-0100
製品番号：HM3510SLBJ
把持サイズ：φ3.5.10mm
JANコード:4571139796585



製品コード：09-120-0122
製品番号：HM1430BJ
把持サイズ：φ14～30mm
JANコード:4571139796554



製品コード：09-120-0135
製品番号：HM0135BJ
把持サイズ：脊椎手術用硬性内視鏡用※
JANコード:4571139796684
※リチャードウルフ社製



製品コード：09-140-0102
製品番号：HM3242NB
把持サイズ：φ32～42mm
JANコード:4571139796561



製品コード：09-120-0190
製品番号：HM0190BJ
把持サイズ：LTF-S190用※
JANコード:4571139796677
※オリンパス社製



製品コード：09-180-0102
製品番号：IS-1000NB
把持サイズ：～50mm
JANコード:4571139796578
※製品に膈へらは含まれておりません。



製品コード：09-220-0140
製品番号：HM1545LBJ
把持：ランゲンバック扁平鉤
JANコード:4571139796615
※製品にランゲンバック扁平鉤は含まれておりません。



製品コード：09-220-0160
製品番号：HMAPH01
把持：アクセスポート
JANコード:4571139796288
※製品にジェルポイントバスは含まれておりません。